

Медицинский электронный термометр

Новинка 2008

Модель **DT-625**



Intellitronics
С ИНТЕЛЛЕКТОМ



**БЕЗ
РТУТИ**

Измерение
за 30 секунд

36.8
°C

Измерение
за 10 минут

36.8
°C



Два режима измерения температуры: **точный** — прогнозируемый, расчетный (**30 секунд**) и **сверхточный** — измерение в реальном времени (**10 минут**)

Возможность контролировать процесс измерения температуры тела на **БОЛЬШОМ** жидкокристаллическом дисплее

Об окончании измерения термометр напомнит **звуковым сигналом** и **подсветкой кнопки**, что особо важно при измерении в **плохо освещенном помещении**

Прогнозируемый результат в большинстве случаев совпадает с реальной температурой

Характеристики

- ▶ Автоматическая калибровка, гарантирующая точное измерение
- ▶ Индикатор обратного отсчета процесса измерения температуры
- ▶ Точность измерений: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- ▶ Диапазон измерения: от 32°C до 43°C
- ▶ Память последнего измерения
- ▶ Автоматическое переключение режимов
- ▶ Автоматическое отключение
- ▶ Элемент питания CR2016 (1 шт.)
- ▶ Гарантия 3 года

Комплектация



Удобный пластиковый кейс для хранения и переноски

Новость

С 2009 года новый удобный кейс с лого A&D



Предназначен для измерения температуры тела человека только в подмышечной впадине (аксиллярно)

Разработан с использованием технологий профессиональной медицины

НАСТОЯЩЕЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО



Телефон горячей линии — 8 800 200-03-80 | www.and-rus.ru

Вся продукция Компании сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Рекомендуем перед использованием проконсультироваться с врачом.