



ZERTS


КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ZERTS

Лёгкое, мобильное кресло
для гинекологических, урологических
и проктологических
осмотров и манипуляций



www.zerts.ru

3-х МОТОРНОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕСЛО ZERTS



Подголовник- для удобства
расположения пациента в кресле



Держатель бумажных полотенец




Мягкие опоры по Геппелю
с металлическим
основанием, регулируются
по высоте и углу поворота

Наличие боковых шин позволяет
прикрепить дополнительное
оборудование и дополнительные
опции



Грузоподъемность
до 230 кг
обеспечивают мощные
электромоторы LINAK
(Дания)

Манипуляционный столик
анестезиолога




При обтяжке кресла используется «горячая» бесшовная
технология, что позволяет изготовить кресло без единого
шва. Для обивки применяется медицинская кожа
SKADEN (Польша) устойчивая к истиранию, химическим
дезинфектантам и УФ-излучению

Ручная секция может крепиться
справа и слева



Ступенька для пациента
передвижная

Держатель кольпоскопа
Для крепления кольпоскопов
Carl Zeiss (модели 150FC, E)
к гинекологическому креслу
По запросу возможно изготовление
крепления для других кольпоскопов





ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Низкое опускание кресла (до 43 см от пола) дает возможность использования кресла для детей, инвалидов, пожилых и ослабленных пациентов



Независимая регулировка высоты, наклона спинной и тазовой секции с помощью ножного пульта управления

По специальному заказу возможна комплектация с ручным пультом управления LINAK (Дания)



3-х СЕКЦИОННОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ КРЕСЛО

Возможность установки дополнительных опций позволяет использовать кресло ZERTS в условиях операционной гинеколога, уролога, проктолога



подлокотники и ручки для пациента легко снимаются



Горизонтальное положение кресла дает возможность использовать его как кушетку

Дополнительные опции для кресла гинекологического Zerts:

ТАБУРЕТ ВРАЧА СО СПИНКОЙ ТМС-1, ТМС-2

ТАБУРЕТ ВРАЧА БЕЗ СПИНКИ ТМ-01

- ▶ Изменение высоты простым нажатием рычага
- ▶ Эргономичная форма и оптимальная жёсткость сиденья из высоко-эластичного формованного пенополиуретана
- ▶ Толщина обивки сиденья -120 мм
- ▶ Современный «мягкий» дизайн



Технические характеристики табуретов

Максимальная нагрузка	150 кг
Минимальная высота	495 мм / 470мм / 680 мм*
Максимальная высота	635 мм / 570 мм / 935 мм*
Максимальная высота со спинкой	950 мм / 885 мм / 1250 мм*
Диапазон регулировки спинки по высоте	400 мм
Длина/ Высота/ Ширина/ Толщина спинки	800/85/500/45 мм
Диаметр сиденья	370 мм
Высота сиденья	120 мм
Материал сиденья	Искусственная кожа Skaden (Польша)
Наполнитель сиденья	Высоко-эластичный формованный пенополиуретан
Плотность сиденья	70 кг/м ³
Диаметр основания	600 мм
Материал основания	полированный алюминий
Газ-лифт	хромированный
Диаметр колес (с тормозом по отдельному заказу)	50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕСЛА

- ▶ Минимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции 430 мм
- ▶ Максимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции 1050 мм
- ▶ Длина кресла в разложенном горизонтальном виде 1450 мм
- ▶ Ширина сиденья и спинки кресла 620 мм
- ▶ Диапазон регулировки угла наклона спинки кресла от -23° до +65°
- ▶ Диапазон регулировки угла наклона тазовой секции кресла -5° до +45°
- ▶ Положение Тренделенбурга -23°
- ▶ Масса кресла 60 кг
- ▶ Грузоподъемность 230 кг
- ▶ Колеса: 4 колеса со стопором, d: 90мм
- ▶ Простота чистки искусственной кожи и хромированных поверхностей любыми дезсредствами

Стандартная комплектация

- ▶ Кресло с 3-мя электроприводами
- ▶ Подлокотники
- ▶ Подколенники по Геппелю
- ▶ Лоток из нержавеющей стали

Дополнительные опции

- ▶ Держатель бумажных полотенец
- ▶ Держатель кольпоскопа
- ▶ Инфузионная стойка
- ▶ Манипуляционный столик
- ▶ Подголовник
- ▶ Ручная секция
- ▶ Ступенька для пациента передвижная
- ▶ Ручной пульт управления
- ▶ Табурет врача со спинкой
- ▶ Табурет врача без спинки
- ▶ Кушетка смотровая



ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

Рама кресла окрашивается немецкой полимерной порошковой краской, устойчивой к сколам и царапинам цвет «серый металлик»

По специальному заказу доступны другие цвета по международной классификации RAL

ПАЛИТРА КОЖИ



Кресло гинекологическое Zerts
Лучшее соотношение цены и качества!