

Производство медицинской мебели



Немецкое качество



Соответствие ГОСТам

Регистрация Минздрав

Модульность

КАТАЛОГ

2016-2017

МЕБЕЛЬ ZERTS Winkelsatz

Мы взяли лучшее из Германии и воплотили в Российскую медицину!

Мебель ZERTS Winkelsatz может быть изменена или дополнена по Вашему заказу, а также укомплектована оборудованием производства ZERTS или ведущих немецких производителей

Серии исполнения для модулей

Серия ACRYLAT + Corian

Каркас: ЛДСП 18 и 25 мм, что придает изделиям
респектабельный вид и дополнительную прочность

Столешница модуля: акриловый камень Corian

Мойки: Corian + бесшовное соединение элементов
конструкции

Выдвижные ящики: ТАНДЕМБОКС (tandembox BLUM)
последнего поколения

Фасад: акрилат (МДФ с глянцевым или шелковисто-
матовым акриловым покрытием)

Серия ACRYLAT + пластик

Каркас: ЛДСП 18 и 25 мм

Столешница модуля: Постформинг – это современная
технология облицовки пластиком древесно-стружечных плит

Мойки: нержавеющая сталь

Выдвижные ящики: МЕТАБОКС (metabox BLUM)

Фасад: акрилат (МДФ с глянцевым или шелковисто-
матовым акриловым покрытием)

Серия LAMINAT

Каркас: ЛДСП 18 и 25 мм

Столешница модуля: Постформинг – это современная
технология облицовки пластиком древесно-стружечных плит

Мойки: нержавеющая сталь

Выдвижные ящики: МЕТАБОКС

Фасад: ЛДСП

Фурнитура - производства Германии, Италии

Цветовая гамма: более 80 цветов фасадов, корпусов и столешниц



СИСТЕМА МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ КАБИНЕТА ВРАЧА ZERTS Winkelsatz

Серии исполнения: ACRYLAT corian, ACRYLAT plast, LAMINAT plast

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная полка
- Блок подогрева инструментов (только для бактерицидного модуля)
- Нестандартные размеры



Система ТАНДЕМБОКС для выдвижных ящиков



Возможность встроить холодильник




ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ПОД РУКОЙ!


Любой модуль ZERTS Winkelsatz может быть изменен или дополнен по Вашему заказу, а также подобран под размер и цвет любого помещения



Бактерицидный модуль со встроенным блоком подогрева инструментов



Фасады покрыты прочным глянцевым акриловым составом, стойким к дезинфекции. Более 50 цветов исполнения



Единая бесшовная столешница с мойкой из акрилового камня, стойкого к химически активным веществам

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Модуль угловой ЦЕНТРУМ

Идеально подходит для кабинета гинеколога, уролога

Ширина 2650 Глубина 1450 Высота 850

Комплект:



• модуль с дверцей 102-001

• модуль угловой с мойкой 102-002УМ

• стол над ассистером 102-004А

• ассистер 103-001-3



• модуль бактерицидный 102-003Б

• модуль с дверцей и одним ящиком 102-001-1

Модуль угловой ЦЕНТРУМ-Микро

Предназначен для установки в небольших смотровых и процедурных кабинетах

Ширина 2050 Глубина 1450 Высота 850

Комплект:



• модуль с 3-мя ящиками 102-001-3

• модуль угловой с мойкой 102-002УМ

• стол для микроскопа 102-004М

• модуль бактерицидный 102-003Б



Модуль угловой ЦЕНТРУМ-Уро

Предназначен для манипуляционных кабинетов врачей различных специальностей

Ширина 2050 Глубина 1450 Высота 850

Комплект:



• модуль с 4-мя ящиками 102-001-4

• стол для микроскопа 102-004М

• модуль угловой с мойкой 102-002УМ

• ассистер 103-001-3



• стол над ассистером 102-004А

Модуль угловой ДАБЛ

Предназначен для установки в кабинетах гинеколога, уролога, процедурных кабинетах

Ширина 2650 Глубина 1450 Высота 850

Комплект:



• модуль бактерицидный 102-003Б

• модуль угловой 102-001У

• модуль прямой с 2-ной мойкой 102-002-2М

• модуль с дверцей и одним ящиком 102-001-1

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

БЛОКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ

Модуль прямой ЛАЙН

Предназначен для установки в кабинете стоматолога

Ширина 2400 Глубина 600 Высота 850

Комплект:



- модуль бактерицидный 102-003Б
- модуль прямой с мойкой 102-002-1М
- ассистер 103-001-3
- стол над ассистером 102-004А
- модуль с 4-мя ящиками 102-001-4

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка
- Кронштейн с консолью для инструментов



• Модуль с дверцей 102-001

Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм



• Модуль с ящиком 102-001-1

Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-2

Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-3

Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-4

Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-5

Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм

Модуль угловой СИНГЛ

Разработан для кабинетов врачей хирургического профиля

Ширина 2650 Глубина 1450 Высота 850

Комплект:



- модуль с дверцей и одним ящиком 102-001-1
- модуль бактерицидный 102-003Б
- ассистер 103-001-3
- стол над ассистером 102-004А



- модуль угловой 102-001У
- модуль прямой с мойкой 102-002-1М

БЛОКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ

БЛОКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ



• Угловой модуль 102-001-У

Ширина	Глубина	Высота
850 мм	850 мм	850 мм



• Угловой модуль с мойкой 102-002-УМ

Ширина	Глубина	Высота
850 мм	850 мм	850 мм



• Модуль с холодильным шкафом 102-003Х

Ширина	Глубина	Высота
650 мм	600 мм	850 мм



• Модуль с сейфом 102-003 С

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Модуль прямой с мойкой 102-002-1М

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Модуль прямой с 2-ной мойкой 102-002-2М

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм



• Стол для врача для ассистера 102-004-А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Стол для микроскопа 102-004-М

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	500 мм	850 мм



• Модуль для оборудования 102-003

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм




• Модуль бактерицидный 102-003Б

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Стол для врача для ассистера (на табулярных ногах) 102-004-АТ

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Стол для врача для ассистера (на стоевых опорах) 102-004-АП

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Модуль подвесной
(Глухие дверцы, накладной тип фасада)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1Н	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2Н	600 мм	300 мм	400 мм



• Модуль подвесной
(стекло, накладной тип фасада в алюминиевой рамке)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1СА	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2СА	600 мм	300 мм	400 мм



• Модуль шкаф (Верх/низ глухие дверцы) 102-005-1

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх стекло/низ глухие дверцы) 102-005-2А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль подвесной
(Глухие дверцы, вкладной тип фасада)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2	600 мм	300 мм	400 мм



• Модуль подвесной
(стекло, вкладной тип фасада)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1С	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2С	600 мм	300 мм	400 мм



• Модуль шкаф (Верх глухой/низ ящик с полкой) 102-005-3

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх стекло/низ ящик с полкой) 102-005-4А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Стол врача мобильный (ассистер)
103-001-З

Ширина	Глубина	Высота
400 мм	400 мм	750 мм



• Стол врача мобильный (ассистер) с пластиковой
крышкой 103-001-ЗК

Ширина	Глубина	Высота
460 мм	460 мм	750 мм



• Модуль шкаф (Верх глухой/низ 3 ящика) 102-005-5

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх стекло/низ 3 ящика) 102-005-6А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм

Столы приставные (столешница постформинг)

- Используются как приставные столы для системы модульной мебели



• Стол палатный 106-005-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-2

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-3

Ширина	Глубина	Высота
1600 мм	600 мм	850 мм

Столы приставные (столешница нержавеющая сталь)

- Используются как приставные столы для системы модульной мебели для размещения автоклавов, сухожаровых шкафов в стерилизационных
- Основа – металлокаркас, окрашенный порошковой полимерной краской, столешница нержавеющая сталь



• Стол палатный 106-005-4

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-005-4	1200 мм	600 мм	850 мм
106-005-5	1400 мм	600 мм	850 мм
106-005-6	1600 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-7

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-8

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм

Серии исполнения: ACRYLAT, LAMINAT

- Шкафы медицинские
- Столы медицинские
- Тумбы
- Столы пеленальные
- Посты медсестры

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная полка
- Матовое стекло
- Индивидуальный размер
- Дополнительные боковины на ящики



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



• Шкаф для одежды 105-001-1

Ширина 800 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для одежды 105-001-2

Ширина 450 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для одежды 105-001-8

Ширина 600 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-3

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-4

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-5

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для одежды 105-001-9

Ширина 800 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для белья 105-001-10

Ширина 800 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для белья 105-001-11

Ширина 450 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-6

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-7

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для медикаментов 105-003-6

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



• Шкаф для документов 105-001-12

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-13

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-14

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-1

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-2

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-3

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм




• Шкаф для документов 105-001-15

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-16

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-001-17

Ширина 450 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-4

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-5

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-19

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



• Шкаф для документов 105-003-20

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-8

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-9

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-13

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-14

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-15

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-10

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-11

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-12

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-16

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-17

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для документов 105-003-18

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



• Шкаф картотечный 105-004-1

Ширина 930 мм Глубина 450 мм Высота 2100 мм



• Шкаф картотечный 105-004-2

Ширина 930 мм Глубина 450 мм Высота 2100 мм



• Шкаф картотечный 105-004-3

Ширина 930 мм Глубина 450 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для инвентаря 105-003-7

Ширина 800 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для инвентаря 105-004-8

Ширина 600 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для инвентаря 105-004-09

Ширина 800 мм Глубина 400 мм Высота 2100 мм



• Шкаф картотечный 105-004-4

Ширина 930 мм Глубина 450 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для сумок 105-004-5

Ширина 800 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для сумок 105-004-6

Ширина 450 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для одежды (с центральной перегородкой) 105-001-18

Ширина 800 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм



• Шкаф для белья (ларь) 105-001-19

Ширина 800 мм Глубина 600 мм Высота 900 мм



• Шкаф для белья (ларь) 105-001-20

Ширина 1200 мм Глубина 600 мм Высота 900 мм

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Подвесная полка для клавиатуры



• Стол палатный

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-003-4	1200 мм	600 мм	750 мм
106-003-5	1000 мм	600 мм	750 мм
106-003-6	1400 мм	600 мм	750 мм



• Стол врача (ящики)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-001-4	1200 мм	600 мм	850 мм
106-001-5	1000 мм	600 мм	850 мм
106-001-6	1400 мм	600 мм	850 мм



• Стол врача прямой 106-001-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	750 мм



• Стол врача прямой 106-001-2

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	600 мм	750 мм



• Стол врача прямой 106-001-3

Ширина	Глубина	Высота
1600 мм	600 мм	750 мм



• Стол прямой, двухтумбовый 106-001-7 (1/1)

Ширина	Глубина	Высота
1500 мм	600 мм	750 мм



• Варианты тумб для стола двухтумбового

Вариант 1, Вариант 2



• Стол эргономичный 106-003-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	1200 мм	750 мм



• Стол угловой, эргономичный 106-003-2

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	1200 мм	750 мм



• Стол угловой, эргономичный 106-003-3

Ширина	Глубина	Высота
1600 мм	1200 мм	750 мм



• Стол прямой, двухтумбовый 106-001-7 (2/1)

Ширина	Глубина	Высота
1500 мм	600 мм	750 мм



• Варианты тумб для стола двухтумбового

Вариант 3, Вариант 4



• Стол для взятия крови 106-008-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	1350 мм



• Стол прямой, однотумбовый 106-001-7 (1)

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	600 мм	750 мм

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка



• Тумба приставная 106-004-6

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм



• Тумба приставная 106-004-14

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм




• Тумба приставная 106-004-15

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм




• Тумба приставная 106-004-16

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм



• Надстройка для стола 106-001-8

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	300 мм	830 мм




• Надстройка для стола 106-001-9

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	300 мм	830 мм

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Подвесная полка под клавиатуру



• Пост медсестры (1 рабочее место) 106-009-1

Состав:
Угловой стол для поста медсестры – 1 шт
Приставная тумба – 1 шт

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	2000 мм	1175 мм




• Пост медсестры (2 рабочих места) 106-009-2

Состав:
Угловой стол для поста медсестры – 2 шт
Приставная тумба – 2 шт

Ширина	Глубина	Высота
2800 мм	2000 мм	1175 мм

Модули для составления поста медсестры по индивидуальному проекту



• Угловой стол 106-009-8

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	1400 мм	1175 мм



• Приставная тумба 106-009-4

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	560 мм	1175 мм



• Приставной стол

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-009-5	600 мм	560 мм	1175 мм
106-009-6	1000 мм	560 мм	1175 мм
106-009-7	1200 мм	560 мм	1175 мм



• Тумба подкатная, 3 ящика 106-004-1

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	450 мм	620 мм

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ

ТУМБЫ ПРИКРОВАТНЫЕ

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка
- 3 варианта исполнения

на ножках



на колёсах



на цоколе



• Тумба подкатная, 3 ящика 106-004-1

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	450 мм	620 мм

• Тумба под аппаратуру 106-004-2

Ширина	Глубина	Высота
878 мм	460 мм	850 мм

• Тумба под аппаратуру 106-004-3

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	460 мм	850 мм

• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-7	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-7K	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-7П	450 мм	450 мм	635 мм

• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-10	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-10K	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-10П	450 мм	450 мм	635 мм

• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-9	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-9K	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-9П	450 мм	450 мм	635 мм



• Тумба под аппаратуру 106-004-4

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	450 мм	850 мм

• Тумба под аппаратуру 106-004-5

Ширина	Глубина	Высота
878 мм	460 мм	850 мм

• Тумба под аппаратуру 106-004-8

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	460 мм	910 мм

• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-11	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-11K	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-11П	878 мм	460 мм	825 мм

• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-12	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-12K	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-12П	878 мм	460 мм	825 мм

• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-13	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-13K	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-13П	878 мм	460 мм	825 мм

СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ZERTS BABY

СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ZERTS BABY

- Регулируемые опоры для сглаживания неровностей пола
- Возможно изготовление дополнительных тумб в цвет изделия, составляющих комплект мебели

- Столешница изготовлена из литого ударопрочного, химически-стойкого полистирола с безопасными гладкими бортиками

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка
- Мягкий матрасик для комфортного пеленания



• Стол пеленальный (классика) 112-004-1К

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 1027 мм

• Стол пеленальный (классика) 112-004-2К

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 1027 мм

• Стол пеленальный (пластик) 112-004-1

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 950 мм

• Стол пеленальный (пластик) 112-004-2

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 950 мм



• Стол пеленальный (классика) 112-004-3К

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 1027 мм

• Стол пеленальный (классика) 112-004-4К

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 1027 мм

• Стол пеленальный (пластик) 112-004-3

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 950 мм

• Стол пеленальный (пластик) 112-004-4

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 950 мм



• Стол пеленальный (классика) 112-004-5К

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 1027 мм

• Стол пеленальный (классика) 112-004-6К

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 1027 мм

• Стол пеленальный (пластик) 112-004-5

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 950 мм

• Стол пеленальный (пластик) 112-004-6

Ширина 868 мм
Глубина 652 мм
Высота 950 мм

КУШЕТКИ, БАНКЕТКИ

СТУЛЬЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Опции:

- Держатель бумажных полотенец (для кушеток смотровых)
- Изготовление по размерам заказчика

Опции:

- Высокий или низкий газовый патрон
- Кольцевая опора для ног




• Кушетка смотровая
112-001-1

Ширина	Глубина	Высота
2000 мм	600 мм	620 мм



• Кушетка смотровая с регулирующейся головной секцией
112-001-2

Ширина	Глубина	Высота
2000 мм	600 мм	620 мм



• Кушетка смотровая (для массажа)
112-001-3

Ширина	Глубина	Высота
2000 мм	600 мм	750 мм



• Банкетка 2-х местная
112-002-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	400 мм	420 мм



• Банкетка 2-х местная со спинкой
112-002-2

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	400 мм	800 мм



• Банкетка 3-х местная
112-002-3

Ширина	Глубина	Высота
1500 мм	400 мм	420 мм



• Банкетка 3-х местная 112-002-4

Ширина	Глубина	Высота
1500 мм	400 мм	800 мм



• Стул врача с регулируемой высотой спинки TMC 1

Диаметр	Высота	Вес
390 мм	580/820 мм	7 кг



• Стул врача, спинка не регулируется по высоте TMC 2

Диаметр	Высота	Вес
390 мм	580/820 мм	7 кг



• Табурет врача TM 1

Диаметр	Высота	Вес
390 мм	580/820 мм	7 кг



• Стул для посетителя ВИСИ

Ширина	Высота сиденья	Вес
470 мм	460 мм	7 кг



• Стул врача Робин

Эргономичные спинка и сиденье из формованного вспененного пенополиуритана
Хромированное пятилучье
Цвет обивки: из палитры кожи SKADEN

Диаметр	Высота	Вес
500 мм	440/580 мм	8 кг



• Табурет врача TMA

Анатомический

Диаметр	Высота	Вес
390 мм	580/820 мм	8 кг



Медицинская мебель ZERTS Winkelsatz

Корпусная мебель

Модульная мебель

Лабораторная мебель

Стойки регистратуры

Мебель для аптек

Встраиваемая мебель

Кушетки, банкетки

